

TU SPA

TRIPOLLAR
POSE VX



TUSPA

TRIPOLLAR POSE VX

Es la nueva generación
del multipremiado equipo
de tripollar



para reafirmar la piel y mejorar su
aparición.

TriPollar Pose Vx combina dos
tecnologías patentadas:
Radiofrecuencia TriPollar (RF) y
Activación Dinámica del Músculo
(DMA) que trabajan en sinergia, de
forma simultánea y no invasiva

La acción única de estas dos
tecnologías crea un efecto dual
sobre la piel: la RF trabaja en los
niveles superiores de la piel
mientras que el DMA trabaja a
nivel muscular bajo la piel,
resultando en un efecto de
reafirmación y nivelación de la
piel.



RF

Fomenta la renovación y regeneración
de la piel con calidez desde el interior



DMA

Activación muscular
dinámica

TU SPA



Es altamente efectivo en abdomen, brazos, piernas, caderas, espalda y glúteos.

El nuevo diseño de los electrodos provee resultados mucho más efectivos al ofrecer mayor cobertura y mayor precisión en el calentamiento de la piel durante el tratamiento.

TUSPA

DIFERENCIAS CON EL EQUIPO ANTERIOR

Pose VX es la nueva generación del equipo corporal más vendido en el mundo, el TriPollar Pose. Esta nueva generación de equipo tiene varias mejoras.

Una nueva radiofrecuencia (multi) que otorga resultados profundos y duraderos comparables. Avalada por más de 15 estudios clínicos.

Sumado a esta RF el equipo es el primero en el mundo en contar con DMA para activar no sólo las capas de la piel y tejido graso, sino también la musculatura, logrando reafirmar y tonificar desde la superficie hasta las capas del músculo.


Mejoras de materiales y diseño

Sistema de muestreo térmico inteligente para un tratamiento más efectivo y eficaz. v




TUSPA

BENEFICIOS




RF y DMA finamente ajustados para obtener resultados profesionales en el cuerpo.




Tensa y suaviza la textura de la piel mientras metaboliza la grasa y tonifica los músculos en un solo tratamiento.



Resultados naturales y duraderos visibles e inmediatos.



Líderes en el mercado en innovación de dispositivos domésticos




TUSPA




INSTRUCCIONES DE USO



Para comenzar, limpie en su cuerpo el área de tratamiento específica y aplique el gel de preparación TriPollar Pose Vx.



Mueva lentamente el dispositivo con movimientos circulares cortos sobre cada área de tratamiento, calentando su piel a la temperatura óptima.



Haga movimientos circulares más amplios sobre cada área de tratamiento, mantenga los cuatro electrodos en contacto con la piel en todo momento



Lave y retire el gel de preparación. Un tratamiento corporal completo debería durar unos 20 minutos.